



TRINITY



En todas las etapas de la vida, **GEO** está contigo.



100% de protección
contra los rayos
UV



Optimiza la adaptación
a los diferentes cambios
de luz.



Protege de la luz azul
presente en la
radiación uv



En altas temperaturas
aumenta la velocidad
de aclarado.

Es un **filtro fotosensible** que permite a los ojos **adaptarse** con facilidad a cualquier **cambio de iluminación**, brindando **protección del 100%** contra la radiación **UVB y UVA** en su estado de absorción de luz.

Material:

CR-39 - 1.56 - Eleventens -
Policarbonato - 1.67

Disponible:

Terminado, **tallado convencional**
y **talla digital**.

Rangos de fórmula:

Terminados **ESFERAS**
N a +/- 3.00 CIL -2.00

Tallados **ESFERAS**
+/- 8.00 CIL -4.00.



Escanéa el **QR** para Saber mucho **MÁS**

Tratamiento antireflejo:

REFLECT
EXCELENT

VANITY **BLUE**
VANITY

