



DIGITAL GOLD

Digitales Visión Sencilla



En todas las etapas de la vida, GEO está contigo.



Principales características.



Personalización.



Potencias compensadas



15% más delgados.



Optimizado en el espacio acomodativo.



Consistencia.



Resultados probados.



de aberraciones oblicuas optimizadas con Digital Gold 2.



Principales características.



Personalización.



Potencias compensadas



15% más delgados.



Resultados probados.



de aberraciones oblicuas optimizadas con Digital Gold.

Material:



CR-39 - 1,56 - ElevenLens - ElevenBlue
Policarbonato - 1,60 - 1,61 -
1,67 y 1,74.

Rangos de fórmula:

ESFERAS: +9,00/- 13,00..
CIL: -6,50

Lente Asférico

Lente Esférico



Tecnología **DRP** **D2**

Tratamiento antirreflejo:

REFLECT
EXCELENT

VANITY BLUE
VANITY

Filtros:

TRINITY
VISIÓN CON PROTECCIÓN

BLUE CUT

Transitions
Signature GEN8