



elevenlens



En todas las etapas de la vida, **GEO** está contigo.



Resistente.



Anti- estático.



Hidrofóbico.



Índice de refracción 1.56



Liviano.

Es un **material** que se convierte en **la mejor opción** para todos los usuarios de lentes, de todas las edades, que realicen múltiples actividades; asegurando la **máxima protección** para sus ojos gracias a que incluye **tratamiento UVB** y en **lentes terminados antirreflejo super-hidrofóbico**.

Material:

1.56

Rangos de fórmula Terminado:

ESFERAS N a +/- 3.00

CILINDROS -0.25 / -2.00.

Disponible:

Terminado, **tallado convencional** y **talla digital**.

Usuarios:

Cualquier tipo de paciente, en todas las edades y actividad.

01

RESISTENCIA

Elevenlens es un lente con un **70% más de resistencia** que un lente CR-39, y permite ser perforado y ranurado sin inconvenientes.



02

VISION

Lámina incorporada en el lente que permite que las partículas en suspensión **no se adhieran al lente**



03

HIDROFÓBICO

Tratamiento tecnológico que permite una superficie extremadamente lisa, logrando que **los líquidos no se adhieran al lente**.



04

PESO

Gracias a la perfecta combinación entre el índice de **refracción y material**, se logró que su **peso sea menor** a los lentes convencionales.

