




RIDEA HD

## Ocupacional Digital



En todas las etapas de la vida, **GEO** está contigo.



Máximo campo visual intermedio y cerca.



Calidad visual superior en dispositivos digitales.



Fácil transición entre campos visuales.



Reducción de desenfoque periférico.



Potencias compensadas



**15%** más delgados.



Personalización.

### Material:

CR-39 - 1,56 - ElevenLens - ElevenBlue  
Policarbonato - 1,60 - 1,61 - 1,67 y 1,74.

### Rangos de fórmula:

ESFERAS: +5,50 / -8,00  
CIL: -0,25 A -8,00  
ADD: +0,75 A +3,00

Altura Mínima: 20mm

CORREDORES: 18 mm

## Distancia de trabajo

1,3, 2 y 4 metros

Tecnología **DRP**

Tratamiento antirreflejo:

REFLECT  
EXCELENT

VANITY **BLUE**  
VANITY

Filtros:

**TRINITY**  
VISIÓN CON PROTECCIÓN

**BLUECUT**

Transitions  
Signature GEN8